

●エストラジオール (E₂)

●IVF-エストラジオール (E₂)



感度が高い試薬、検査方法へ変更いたします。

併せて、エストラジオール(E₂)の基準値を再設定させていただきます。(IVF-エストラジオール(E₂)は基準値を設定しておりませんので変更ありません。)

2017. 12/1(金)~

項目コード	検査項目	変更内容	新	現
08169	エストラジオール (E ₂)	項目コード	2633 4	0816 9
		検査方法	ECLIA	CLIA
		基準値 (単位)	非妊婦 女性 卵胞期 28.8~196.8 排卵期 36.4~525.9 黄体期 44.1~491.9 閉経後 47.0以下 男性 14.6~48.8 妊婦 妊娠初期 208.5~4289 妊娠中期 2808~28700 妊娠後期 9875~31800 (pg/mL)	非妊婦 女性 卵胞期 22~147 排卵期 57~509 黄体中期 56~321 月経期 7~153 閉経期 6~37 男性 10~40 妊婦 妊娠初期 1130~29200 妊娠中期 1110~39700 妊娠後期 1760~41600 (pg/mL)
		報告範囲	5.0未満、5.0~99990000	10未満、10~99900000
68410	IVF-エストラジオール (E ₂)	項目コード	2644 7	6841 0
		検査方法	ECLIA	CLIA
		報告範囲	5.0未満、5.0~99990000	10未満、10~99900000

▶ 現法と新法の比較



●検査方法および基準値参考文献

松崎 利也, 他: 医学と薬学72(5): 931~941, 2015.